



DISPOSITIF MÉDICAL CE

FICHE TECHNIQUE AERMASK-CII

CONFORME EN14683 TYPE II

FACE À CETTE CRISE SANITAIRE DU COVID-19, AERTEC GROUP FABRIQUE ET DISTRIBUE DES MASQUES MADE IN FRANCE.

COMPOSITION

TRIPLE COUCHE COMPOSÉE DE

SPUNBOND (25gr/m²)
MELTBLOWN (25gr/m²)
SPUNBOND (25gr/m²)

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.

DIMENSIONS

175 x 95 mm

TAILLE

UNIQUE

CONDITIONNEMENT

Boîte de 50 masques, emballés par sachet de 10.

DOMAINE D'UTILISATION :

Ce masque jetable est destiné à prévenir les projections de gouttelettes tout en offrant une respirabilité maximale.

STOCKAGE :

Les masques non utilisés doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

POIDS :

Notre masque pèse 5 grammes.

PERFORMANCES :

AERMASK-CII	Norme NF EN 14683 +AC (2019) Masques à usage médical	Neuf (Résultat moyen des échantillons)
Respirabilité	Pression différentielle de charge < 40Pa/cm ²	28,9
Filtration	Efficacité > 90% (particules de 3µm)	99,98
Propreté microbienne	< 30 UFC/g	14,2
N° rapport	NA	P211498
Source	NA	LNE
Date	NA	26/04/2021

FABRIQUÉ ET CONÇU
EN FRANCE




CES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE JETÉS DANS UN SAC POUBELLE DÉDIÉ, RÉSISTANT ET DISPOSANT D'UN SYSTÈME DE FERMETURE FONCTIONNELLE. EN AUCUN CAS DANS LES TOILETTES. LORSQU'IL EST REMPLI, CE SAC DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT REFERMÉ, PUIS CONSERVÉ 24H. APRÈS 24H, CE SAC DOIT ÊTRE JETÉ DANS LE SAC POUBELLE À ORDURES MÉNAGÈRES. CES DÉCHETS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE MIS DANS LA POUBELLE DES DÉCHETS RECYCLABLES OU POUBELLE "JAUNE" (EMBALLAGES, PAPIERS, CARTONS, PLASTIQUES).



DISPOSITIF MÉDICAL CE

MODE D'EMPLOI AERMASK-CII



COMMENT METTRE LE MASQUE :



COMMENT RETIRER LE MASQUE :

